



प.सं.:
च.नं.:

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
वीर अस्पताल

सूचना नं.: ख.इ.१०६२/०८३/४

☎ ४२२६९६३
फ्याक्स नं. ४२२२८६४
महाबौद्ध, काठमाडौं

मिति: २०८२/०९/१३

सूचना

चि.वि.रा.प्र.वीर अस्पतालको लागि आ.व. २०८२/०८३ मा आवश्यक संलग्न स्पेशिफिकेशन बमोजिमका तपसिलमा उल्लेखित सामग्री खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र अस्पतालको खरिद इकाईमा पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवाला हरुको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

खामबन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशन भएको आठौं दिनमा (सो दिन सार्वजनिक बिदा परेमा कार्यलय खुल्ने दिन) अपरान्ह १:०० बजे खोलिनेछ। कारण जनाई वा नजनाई प्रस्तावित दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार कार्यलयमा निहित हुनेछ।

पुनश्च: दरभाउपत्र प्रस्ताव गर्दा लाहाछाप लगाई खामबन्दी पेश गर्नुपर्नेछ। साथै दरभाउपत्र पेश गर्दा उक्त फर्म को खरिद कारोबार सिमा १०(दश) लाख (यस आ.व. मा) ननाघेको हुनुपर्नेछ। दरभाउपत्र पेश गर्दा उक्त फर्म यस अस्पतालमा सुचिकृत भएको हुनुपर्नेछ।

प्याकेज-१

S.N.	Instruments	Technical Specifications	Qty
1.	Slow speed straight Handpiece	Maximum rotating speed for motor: 40,000 rpm Drive Type: Electric motor Attachment Type: Latch or friction grip. Gear Ratio: 1:1 (direct drive). Handpiece material: Stainless steel or anodized aluminum. Handpiece build: Non-slip grip design with smaller head and neck. Irrigation system: internal or external..... Weight: 70-100 grams. Noise Level: Less than 65 dB. Bur type: 2.35 mm burs (ISO 1797-1 certified). Anti-retraction system: Required Clean head system: Required Sterilization: Autoclavable up to 135°C. Accessories: All accessories required for the system shall be provided by the supplier. Certifications: Should comply with CE, FDA, ISO certifications. Warranty: Comprehensive warranty for 1 year. Installation: Supplier must fully install and test the system, then hand it over in proper working condition. Documentation: User (operating) manual in English.	4

(डा. मिनचन्द्र अधिकारी)

प्याकेज-२



S. N.	Instruments	Technical Specifications	Quantity
1.	BONE FILE		6
2.	MOLT-PERIOSTEAL ELEVATOR, 18 CM		10
3.	BONE RONGEUR, FRIEDMAN, 13.5 CM	<p>a. Each instrument should have the following information embossed on it like Lot number, Article Number, Company name.</p> <p>b. $\pm 10\%$ variation in dimension of the instrument is acceptable</p> <p>c. Should comply with CE, FDA, ISO certifications.</p> <p>d. Comprehensive warranty for 1 year should be provided.</p> <p>User (operating) manual in English should also be included</p>	4
4.	TC-WIRE-CUTTER, 13 CM		4
5.	TC-WIRE TWISTING FORCEPS, 15 CM		6
6.	HAEM. FORCEPS, MOSQUITO, CURVED., 12.5 CM		16
7.	DENTAL AIROTOR HANDPIECE STRAIGHT FISSURE CROSSCUT SURGICAL CARBIDE BURS		500
8.	DENTAL LUCAS SURGICAL BONE CURETTE	<ul style="list-style-type: none"> 88 double ended spoons stainless steel Different sizes ranging from 4mm -8mm Autoclave safe ISO, FDA Quality standard 	6





प्याकेज-३

S. N.	Instruments	Technical Specifications	Quantity
1.	HIGH SPEED AIROTOR HANDPIECE	<p>Maximum rotating speed for motor: 350000-450000 rpm</p> <p>Bur Compatibility: Standard Bur ϕ1.59-1.60mm (ISO 1797-1 certified).</p> <p>Drive Type: Compressed air and water.</p> <p>Air and water requirements: Drive air pressure ~ .25mpa</p> <p>Air Pressure Range: 0.2-0.25MPa</p> <p>Max Air Consumption: <66nl/m</p> <p>Water Pressure: 0.05-0.20MPa</p> <p>Chuck Length: ~10.2mm</p> <p>Max Bur Length: ~21mm</p> <p>Max Working Part Diameter: ϕ2mm</p> <p>Handpiece material: Stainless steel or titanium.</p> <p>Spray Type: Single or Multi water spray</p> <p>Bearing: Ceramic high precision</p> <p>Chuck Type: Push button auto-chuck</p> <p>Handpiece build: Non-slip grip design with smaller head and neck.</p> <p>Anti-retraction system: Required</p> <p>Clean head system: Required</p> <p>Sterilization: Autoclavable up to 135°C.</p> <p>Accessories: All accessories required for the system shall be provided by the supplier.</p> <p>Certifications: Should comply with CE, FDA, ISO certifications.</p> <p>Warranty: Comprehensive warranty for 1 year.</p> <p>Installation: Supplier must fully install and test the system, then hand it over in proper working condition.</p> <p>Documentation: User (operating) manual in English.</p>	4

[Handwritten signature]